


# オコクリーナー



歯牙エナメル質を傷つけることなく  
プロフェッショナルな仕上げが可能です

## セルフシャープニング

研削により、レジン基質を使い切った時、14ミクロンのジルコンを豊富に含んだ新しいファイバーガラスの部分が露出し、研削効率を持続させます。

## 用途

- ◆ 歯牙表面の着色・ステイン除去
- ◆ 余剰セメントの除去
- ◆ スケーリング後の根面を滑沢化
- ◆ インプラントに付着した歯石の除去・メンテナンス
- ◆ コンポジット充填物の研削
- ◆ ブラケット除去後のボンディング材除去



無麻酔で大変敏感な歯内縁下の操作が可能です。

着色除去前

着色除去後



## Oko Cleaner



アソートキット 5タイプ1本ずつ(計5本)


品番 ok000001 ¥4,200 (税抜)



No.1




No.2



No.3



No.4



No.5

単品 (5本入)	品番	ok000002	ok000003	ok000004	ok000005	ok000006
	価格 (税抜)	¥4,200	¥4,200	¥4,200	¥4,200	¥4,200