



ot000069 Leibinger プローブCP-11

一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号:13B1X10089000169



ot000072 Leibinger プローブCP-12

一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号:13B1X10089000169



ot000073 Leibinger プローブCP-15

一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号:13B1X10089000169



d0001ddd プローブHO-1

一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号:13B1X10089000169



d0053ddd HO-2+ファークーションプローブ

一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号:13B1X10089001125



k03121kk ファークーションプローブ2N


一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号:13B1X10089000084



t212pppp PDT イージービュープローブ12
 一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号:13B1X10089000214



t214pppp PDT イージービュープローブ10
 一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号:13B1X10089000214



t216pppp PDT イージービュープローブ1-12
 一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号:13B1X10089000214



r215pppp PDT エースファーケーションプローブ ACE UNC12
 一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号:13B1X10089000096



r216pppp PDT エースファーケーションプローブ ACE PR12S
 一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号:13B1X10089000096



r195pppp PDT ダイアグノースティックプローブ12
 一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号:13B1X10089000096



r197pppp PDT ダイアグノースティックプローブWHO
 一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号:13B1X10089000096



r198pppp PDT ダイアグノースティックプローブUNC15
 一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号:13B1X10089000096



r138pppp PDT モンタナジャックシックル スタンダード

一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号:13B1X10089000095



r138rppp PDT モンタナジャックシックル リジッド

一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号:13B1X10089000095



r090pppp PDT H5/L5 スケーラーキュレット スタンダード

一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号:13B1X10089000095



r092pppp PDT H5/L5 スケーラーキュレット ミニタイプ

一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号:13B1X10089000095



r110pppp PDT アンテリアスケーラー H6/7

一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号:13B1X10089000095



r111pppp PDT アンテリアスケーラー H5/33

一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号:13B1X10089000095



r114pppp PDT アンテリアスケーラー NEB128

一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号:13B1X10089000095



r001pppp PDT グレーシーキュレット00 スタンダード

一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号:13B1X10089000094



r016pppp PDT グレーシーキュレット 1/2 スタンダード

r016rppp PDT グレーシーキュレット 1/2 リジッド

一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号:13B1X10089000094



r018pppp PDT グレーシーキュレット 3/4 スタンダード

一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号:13B1X10089000094



r020pppp PDT グレーシーキュレット 5/6 スタンダード

r020rppp PDT グレーシーキュレット 5/6 リジッド

一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号:13B1X10089000094



r022pppp PDT グレーシーキュレット 7/8 スタンダード

r022rppp PDT グレーシーキュレット 7/8 リジッド

一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号:13B1X10089000094



r024pppp PDT グレーシーキュレット 9/10 スタンダード

一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号:13B1X10089000094



r026pppp PDT グレーシーキュレット 11/12 スタンダード

r026rppp PDT グレーシーキュレット 11/12 リジッド


一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号:13B1X10089000094



r028pppp PDT グレーシーキュレット 13/14 スタンダード

r028rppp PDT グレーシーキュレット 13/14 リジッド

一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号:13B1X10089000094



r030pppp PDT グレーシーキュレット 15/16 スタンダード

r030rppp PDT グレーシーキュレット 15/16 リジッド

一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号:13B1X10089000094



r032pppp PDT グレーシーキュレット 17/18 スタンダード

r032rppp PDT グレーシーキュレット 17/18 リジッド

一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号:13B1X10089000094



r034pppp PDT グレーシーキュレット 11/14 スタンダード

r034rppp PDT グレーシーキュレット 11/14 リジッド

一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号:13B1X10089000094



r036pppp PDT グレーシーキュレット 12/13 スタンダード

r036rppp PDT グレーシーキュレット 12/13 リジッド

一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号:13B1X10089000094



r003pppp PDT グレーシーキュレット 5/6 ミニタイプ
一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号:13B1X10089000094



r004pppp PDT グレーシーキュレット 7/8 ミニタイプ
一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号:13B1X10089000094



r006pppp PDT グレーシーキュレット 11/12 ミニタイプ
一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号:13B1X10089000094



r007pppp PDT グレーシーキュレット 13/14 ミニタイプ
一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号:13B1X10089000094



r008pppp PDT グレーシーキュレット 15/16 ミニタイプ
一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号:13B1X10089000094



r009pppp PDT グレーシーキュレット 17/18 ミニタイプ
一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号:13B1X10089000094



r042pppp PDT グレーシーキュレット 11/12ER ロングタイプ
一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号:13B1X10089000094



r043pppp PDT グレーシーキュレット 13/14ER ロングタイプ
一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号:13B1X10089000094



r044pppp PDT グレーシーキュレット 15/16ER ロングタイプ
一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号:13B1X10089000094



p00150pp PDT オヘアデブライドメントキュレット 1/2

一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号:13B1X10089000094



p00158pp PDT オヘアデブライドメントキュレット 17/18

一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号:13B1X10089000094



p00159pp PDT オヘアデブライドメントキュレット 19/20

一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号:13B1X10089000094



r067pppp PDT ユニヴァーサルキュレット コロンビア 4L/4R

一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号:13B1X10089000094



r098pppp PDT ユニヴァーサルキュレット M23

一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号:13B1X10089000094



r099pppp PDT ユニヴァーサルキュレット M23A

一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号:13B1X10089000094



r089pppp PDT ユニヴァーサルキュレット Mini Me

一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号:13B1X10089000094



r144pppp PDT ユニヴァーサルキュレット Queen of Hearts

一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号:13B1X10089000094



k09531kk プリチャードキュレット 41/42

一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号:13B1X10089000085



k0305900 ゴールドマンフォックスキュレットGF-4

一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号:13B1X10089000086



ot000058 Leibinger CK-6 スケーラー

一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号:13B1X10089001021



d0003ddd ユニヴァーサルスケーラー M23

一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号:13B1X10089000238



d0027ddd エクセススケーラー M21

一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号:13B1X10089000755



d0028ddd エクセススケーラー RZI 11L

一般医療機器 特官非該当 医療機器届出番号:13B1X10089000755



h2491410

オリジナルアーカンサストーン
100×10~1mm



h2491425

オリジナルアーカンサストーン
115×45×10~3mm



h2491620

オリジナルアーカンサストーン
100×20×6mm



p00303pp

PDTグレアソンガイド



p00301pp

PDTセラミックストーン
(オイルフリー / 細目)




p00302pp

PDTシャープニングストーン
(オイルフリー / 中目)




p00300pp

PDTペンギンリング
シャープテスター



p00304pp

PDTシャープニングキット I



p00068pp

PDTシャープニングキット II



p00305pp

PDTシャープニングキット III

Sharpening Systems




ブレード面と砥石を平行に置きます。



第一シャックがガイドにあたるまで倒します。




そのまま刃先をガイド壁に沿って
左右に滑らせて下さい。



ブレード先端をガイド壁に沿って
滑らせて下さい。

※フリップトップカセットとは・・・蓋が縦に開くことにより場所を取りません。



全てフリップトップカセットです。



t005afpp

PDTカセットケースAF 5本用



t007bfpp

PDTカセットケースBF 7本用



t009dfpp

PDTカセットケースDF 9本用




t009dlpp

PDTカセットケースDL 9本用



t007bdpp

PDTカセットケースBD 14本用



t015efpp

PDTカセットケースEF 15本用



t009cdpp

PDTカセットケースCD 18本用