

インプラントリムーバー

Implant Remover

アクセスホールに
合わせ
リムーバーの
先端をカット


リムーバーを
インプラント体
アクセスホール
に挿入

反時計回りに
締結

3 締結完了

さらに
反時計回りに
回す

4 歯槽骨より
インプラント
除去




アパットメントスクリュー除去



インプラント除去




*ネジ山が破損した
アパットメントスクリュー除去



インプラント リムーバー：ロング

標準価格 **¥14,000** (税抜)

品番 eb000001



インプラント リムーバー：ショート

標準価格 **¥14,000** (税抜)

品番 eb000002



シンプル トルクレンチ

標準価格 **¥29,000** (税抜)

品番 eb000006

一般医療機器 特管非該当 医療機器届出番号【インプラントリムーバー】13B1X10089000837
【シンプルトルクレンチ】13B1X10089000842

製造販売元

MICRO MTECH

株式会社マイクロテック

<http://www.micro-t.jp>

〒111-0036 東京都台東区松が谷1-8-9 TEL: 03-5827-1380 FAX: 03-5827-1381 E-MAIL: info@micro-t.jp