

濃縮血小板フィブリン(ゲル・リキッド)分離に最適

卓上低速遠心機 LT-010M






- 見やすい、使いやすい 簡単タイマー

2色LED表示 → 運転状況により黄緑色 / 赤色に点灯
 プッシュでスタート・ストップができるツマミ式タイマー

- ブラシレスモーター

カーボンブラシ粉がでないブラシレスモーターを採用

- 省スペース設計



設定時

ツマミを回して遠心時間を設定
 ※写真設定時間は15分です。

スタート時

ツマミを押すと、運転中を示す赤色で表示

運転中

経過時間が黄緑色に変わり、
 残り時間を赤色で表示。
 ※写真残り時間は7分です。

停止後

設定時に戻り、黄緑色で表示

型式名称	LT-010M
定常回転数	2,900rpm
遠心加速度	890G
最大容量	10mL 真空採血管(公称寸法:φ16×100mm)×4本
タイマー	15分(1分刻み)
外形寸法/質量	253W×274D×243H mm(突起部は含まず)/7kg
必要な電源	単相 AC100V 50/60Hz 15A
安全装置	ドア開閉検出・ドアインターロック・アンバランス検出
医療機器届出番号	07B2X00007000025

品番 **to000002**

標準価格 **¥198,000** (税抜)